AT51111

ALUMINIUM PREMIUM ROLLATOR Produktspezifikation Introductory Information







EINFÜHRENDE INFORMATIONEN

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Aluminium Premium Rollator entschieden haben. Die Qualität dieses Rollators wird Sie nicht enttäuschen. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich durch, bevor Sie den Rollator zum ersten Mal benutzen. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps für die richtige Benutzung und Pflege des Rollators. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an den Fachhändler, welcher Ihnen den Aluminium Premium Rollator geliefert hat. Er berät Sie gerne. Die Bedienungsanleitung kann auch elektronisch heruntergeladen und in gewünschter Form, auch von Menschen mit Sehschwäche, verwendet werden.

ALLGEMEINES

Die Ihnen vorliegende Gebrauchsanweisung soll Ihnen dabei helfen, sich mit der Bedienung und Handhabung des Rollators besser vertraut zu machen. Diese ist ein fester und notwendiger Bestandteil des Rollators. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung griffbereit auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Rollators mit. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung des Rollators genau durch.

Charakteristik

Der Aluminium Premium Rollator wurde für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Er dient ausschließlich als Gehhilfe mit nur einem Sitz (für 1 Person). Die Beförderung von mehr als einer Person ist nicht erlaubt. Soweit nichts anderes vermerkt, richtet sich die Bedienungsanleitung an den Patienten als an den Nutzer des Walkers.

Bestimmung

Der Rollator ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet, die noch über ausreichend Gehfähigkeit, Kraft und Gleichgewichtsgefühl verfügen, um mit Unterstützung des Rollators die Wohnung verlassen zu können.

Kontraindikationen

Die Verwendung des Rollators ist ungeeignet bei:

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- fehlender Möglichkeit, die Arme zu benutzen
- Sitzunfähigkeit

Nutzungsdauer

Die zu erwartende Lebensdauer des Rollators beträgt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, Einhaltung der Sicherheits-, Pflege- und Wartungshinweise bis zu max. 5 Jahren. Über diesen Zeitraum hinaus kann der Rollator, sofern er sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, weiter verwendet werden.

Verantwortlichkeit

Wir können uns als Hersteller nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gebrauchstauglichkeit des Rollators verantwortlich betrachten, wenn eventuelle Änderungen, Erweiterungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von solchen Personen ausgeführt werden, die von uns dazu ermächtigt wurden und der Rollator unter Beachtung aller Gebrauchshinweise benutzt wird.

EG-Konformitätserklärung

Die Medical Medizin- und Rehaprodukte GmbH erklärt als Hersteller des Produkts, dass der Aluminium Premium Rollator den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG entspricht.



Symbole



Wichtig! Bezeichnet besonders sicherheitsrelevante Hinweise. Nichtbeachtung von Hinweisen kann zur Körperverletzung oder zur Beschädigung des Rollators führen.



Wichtig! Bezeichnet besonders nützliche Informationen.



Gebrauchsanleitung beachten!



CE-Kennzeichnung

CLASSIC Pocket -Rollator -Übersicht

- 1. Rückenlehne
- 2. Tasche
- 3. Halterung der Vorderräder
- 4. Vorderräder (lenkbar)
- 5. Einstellschraube Bremse
- 6. Hinterräder
- 7. Ankipphilfen (links und rechts)
- 8. Halterung der Hinterräder
- 9. Sitz
- 10. Höhenverstellung der Griffe
- 11. Bremshebel
- 12. Schiebegriff







EINRICHTEN DES CLASSIC POCKET

Bei der Montage des Rollators lassen Sie sich durch Ihren Fachhändler unterstützen. Sollten Sie über manuelle Fähigkeiten verfügen, so können Sie die Montage selbständig durchführen.



Bei der Montage des Rollators sollte man die Klemmgefahr beachten!

Griffhöhe

Sie können die Höhe der Griffe auf Ihre Körpergröße anpassen. Dafür benötigen Sie kein Werkzeug.

Unterhalb jedes Griffes finden Sie einen roten Kippschalter (Abb.3). Drücken Sie den Kippschalter und halten Sie ihn gedrückt. Jetzt können Sie den Griff hochziehen oder herunterdrücken. Lassen Sie den Knopf los. Ziehen oder drücken Sie nun nochmals, bis Sie hören und merken, dass der Griff einrastet und nicht mehr verstellt werden kann. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite, um beide Griffe auf die gleiche Höhe einzustellen.



Abb. 3

Tasche

Der Rollator wird mit montierter Tasche geliefert. Die Tasche kann über die Führungsschienen (Abb.4) einfach abgenommen oder eingehängt werden.



Abb. 4







Die Einstellung von Bremsen sollte von geschulten Fachleuten durchgeführt werden. Wenn Sie jedoch über ausreichende Erfahrung verfügen, können Sie diese Arbeit auch selbst durchführen. Bedenken Sie jedoch, dass unsachgemäß eingestellte Bremsen lebensbedrohliche Folgen haben können.

Bremswirkung verstärken/verringern

- 1. Inbus-Schraube lösen.
- Bowdenzug Nachspannen oder lockern durch Herausziehen oder Hereinschieben (Abb.5, Pfeil 2).
- 3. Inbusschraube wieder anziehen.
- 4. Feinjustieren:

Schutzkappe zurückziehen (Abb. 6, Pfeil 1), bis die Einstellschraube gedreht werden kann (Abb. 6, Pfeil 2). Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen: Bremswirkung verringern. Einstellschraube gegen Uhrzeigersinn drehen: Bremswirkung verstärken. Schutzkappe wieder aufschieben und anziehen.




Abb. 5

Diese Schritte bei der anderen Bremse ebenfalls durchführen. Die Bremsen sind so einzustellen, dass sie keinen Widerstand bei der Bewegung erzeugen, sondern ein leichtes Fortfahren ermöglichen. Angezogene Bremsen machen die Nutzung des Rollators unmöglich.




Abb. 6





BENUTZUNG DES CLASSIC POCKET



Insbesondere beim Auseinanderfalten und Zusammenfalten des Rollators sowie bei seiner Vorbereitung zum Transport ist die Klemmgefahr zu beachten!

Auseinander- und Zusammenfalten des Rollators

Der Rollator kann platzsparend in zusammengefaltetem Zustand aufbewahrt werden. Um ihn wieder benutzen zu können, drücken Sie den Sitz an den Außenseiten hinunter (Abb.7). An der Unterseite des Rollators befindet sich eine Verriegelung, um ihn gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen zu sichern. Wenn Sie beim Auseinanderfalten ein deutliches Einschnappen hören, ist die Verriegelung ordentlich eingerastet. Zum Zusammenfalten ziehen Sie den Sitz am Griff hoch (Abb. 8).



Abb. 7



Abb. 8

Transport und Aufbewahrung

Um den Transport des Rollators zu erleichtern und bei seiner Lagerung Platz zu sparen, können Vorderräder umgedreht und kann die Halterung der Hinterräder abgenommen werden (Abb. 9).



Abb. 9



Vorderräder

Um die Verriegelung der Vorderräder freizugeben, muss der rote Knopf gedrückt werden (Abb. 10). Dann sollen die Vorderräder nach vorne gezogen und um 180° nach oben gedreht werden. Um den Rollator wieder benutzen zu können, sind die Vorderräder nach vorne zu ziehen und nach unten zu drehen. Das Einrasten bedeutet, dass sich die Räder in richtiger Stellung befinden, dann kann der Sitz entsprechend eingestellt werden.



Abb 10

Hinterräder

Anschließend soll der Hebel zusammengeklappt werden (Abb. 11). Im letzten Schritt wird der Knopf gedrückt und die Hinterräder nach unten gezogen. Zu beachten ist, dass die Hinterräder mit dem Rollator über die Bremsleitung fest verbunden sind. Um sie auszuziehen, muss der Hinterradmechanismus in den Rahmen zurückgeschoben werden. Das Einrasten bedeutet, dass sich die Räder in richtiger Stellung befinden, dann kann der Hebel zurückgeschoben werden. Es ist sicherzustellen, dass die Hinterräder entsprechend befestigt sind und dass die Bremse richtig funktioniert.



Abb. 11

Laufen mit dem Rollator

Erproben Sie die Benutzung des Rollators zuerst auf ebenem, trockenem Boden. Lassen Sie sich nach Möglichkeit dabei begleiten. Üben Sie zuerst mit dem Rollator, erst wenn Sie sich sicherer fühlen, kann die Gehhilfe auf abschüssigen Flächen verwendet werden.



Bei der Benutzung des Rollators soll man daran denken, nicht zu weit von den Griffen zu stehen. Nur auf solche Art und Weise kann eine sichere Benutzung des Walkers und Fallsicherheit gewährleistet werden. Die gebückte Körperhaltung ist zu meiden.

Das Tempo und die Laufrichtung werden selbständig gewählt, indem man den Rollator vor sich schiebt. Um das Lauftempo zu reduzieren, sollten die Bremsen genutzt werden. Beim Bremsen sind immer beide Bremsen zu betätigen, andernfalls kann sich der Rollator mit dem ungebremsten Rad um das gebremste Rad drehen und den Sturz des Benutzers verursachen.

Versuchen Sie Hindernisse auf Ihrem Weg immer zu umfahren. Bei Stufen suchen Sie eine Rampe, bei Treppen nehmen Sie den Aufzug. Sollte das nicht möglich sein, muss der Rollator über das Hindernis getragen werden. Suchen Sie sich dafür nach Möglichkeit die Hilfe einer zweiten Person.





Ankipphilfen

Ihr Rollator ist mit zwei Ankipphilfen ausgerüstet (Abb. 12), die Ihnen das Überwinden von Bordsteinen erleichtern soll. Indem Sie mit dem Fuß auf die Ankipphilfe treten und gleichzeitig den Rollator an den Handgriffen zu sich heranziehen, heben Sie die Vorderräder an. Sie können auf diese Weise, Bordsteine und andere kleinere Hindernisse überwinden.

Achten Sie bitte dabei auf einen festen Stand.



Ihr Rollator ist mit einer manuell betätigten Betriebsbremse und mit einer Feststellbremse gegen unbeabsichtigtes Wegrollen ausgerüstet.

Um den Rollator einfach und sicher zum Stillstand zu bringen, ziehen Sie beide Bremshebel gleichzeitig nach oben (Abb. 13).

Die Bremswirkung hängt davon ab, wie Sie die Feststellbremse betätigen. Drücken Sie die Bremshebel nach unten löschen, bis sie mit einem deutlich hörbaren Klick eingerastet sind (Abb. 14). Zum Lösen der Feststellbremse ziehen Sie die Bremshebel wieder nach oben (Abb. 15).

Der Rollator als Sitzgelegenheit

Ihr Rollator ist mit einer Sitzfläche und einer Rückenlehne ausgestattet. Bevor Sie sich setzen, müssen Sie unbedingt die Feststellbremse anziehen. Der Rollator könnte sonst wegrollen und Sie könnten stürzen. Verwenden Sie kein zusätzliches Sitzkissen, es könnte wegrutschen und Ihren Sturz herbeiführen.



Abb. 12



Abb. 13



Abb. 14



Abb. 15





Tragen des Rollators

Wenn Sie den Rollator tragen möchten, z.B. über einen Bordstein, klappen Sie ihn zusammen. Tragen Sie den Rollator an Handgriffen bzw. am Rahmen. Dabei ist an die Klemmgefahr zu denken.

Sicherheitshinweise

Vor jeder Verwendung muss der Rollator auf Beschädigungen untersucht und die Bremsen auf ihre einwandfreie Funktion geprüft werden. Der Rollator ist nicht für die Verwendung auf einer Rolltreppe geeignet (Sturzgefahr!). Der Rollator wurde aus nicht brennbaren Stoffen hergestellt. Das maximale Benutzergewicht beträgt 136 kg, die maximale Nutzlast der Tragetasche beträgt 5 kg. Der Rollator darf nicht zum Transport von Lasten verwendet werden. Die Tragetasche ist nicht für den Transport von Tieren geeignet. Der Rollator kann platzsparend zusammengefaltet werden. Beachten Sie bitte, dass beim Zusammen und Auseinanderfalten besteht Klemmgefahr. Ziehen Sie zum Falten bzw. Entfalten des Rollators nicht an den Anbauteilen (Bremse, Räder, Tasche etc.) sondern immer am Rahmen des Rollators. Beachten Sie bitte, wenn der Sitz und die Rückenlehne einer direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden, können sie sich erhitzen und die Verbrennung der Benutzerhaut verursachen. Deswegen sollen Sitz und Rückenlehne oder der ganze Rollator abgedeckt werden, um sie vor Einwirkung der Sonnenstrahlen zu schützen.

Reinigung

Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (keine Drahtbürste verwenden!) Die Rückenlehne, der Sitz und die Transporttasche können mit einer milden Seifenlauge abgewaschen werden.



Verwenden Sie keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger! Nach der Reinigung soll der Rollator mit einem Handtuch abgetrocknet oder zum Abtrocknen stehen gelassen werden.

Desinfektion

Der Rollator ist mit einem haushaltsüblichen Desinfektionsmittel desinfizierbar. Verwenden Sie zugelassene Sprüh-Desinfektionsmittel oder Wisch-Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis. Die Robert-Koch-Liste der zugelassenen Desinfektionsmittel finden Sie auf http://www.rki.de.

Nach der Desinfektion soll der Rollator zum Antrocknen an frischer Luft stehen gelassen werden, wobei die durch Produzenten angegebene Wirkungsdauer der Desinfektionsmittel zu beachten ist.

Technische Daten

| Abmessungen und Gewichte | | | | |
|---|--------------------|----|--|--|
| Sitzbreite | 450 mm | le | | |
| Sitzhöhe | 540 mm | Е | | |
| Gesamtbreite | 653 mm | ٧ | | |
| Gesamthöhe/ Höhe Schiebegriffe (6-fach verstellbar) | 810-936 mm | | | |
| Leergewicht (ohne Zubehör) | 7,85 kg | F | | |
| Maximale Belastung | 136 kg | 8 | | |
| Maximale Belastung der Tasche | 5 kg | F | | |
| Faltmaße | 706 x 250 x 810 mm | F | | |

| Räder (pannensicher) | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| lenkbare Vorderräder (vorn) | 250x35 mm | | | |
| Bremsräder, starr (hinten) | 250x35 mm | | | |
| Wenderadius | 1770 mm | | | |
| Materialien | | | | |
| Rahmen | Aluminium (pulverbeschichtet) | | | |
| Sitz | Nylon, schwarz | | | |
| Rückenlehne | Nylon, schwarz | | | |
| Reifen | Polyurethan | | | |
| | | | | |





Garantieschein

| Modell: | |
|----------------------------|------------|
| Seriennummer: | |
| Kaufdatum: | |
| Stempel der Verkaufsstelle | erkäufers: |

- 1. ANTAR Sp. J., 03·068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, gewährt hiermit auf das Produkt eine 12 monatige Garantie ab dem Tag der Übergabe des Produkts an den Käufer. Für Produkte, die von der polnischen staatlichen Krankenkasse NFZ erstattet werden, gilt eine verlängerte Garantiefrist, die der Hälfte der Nutzungsdauer entspricht, die in der Verordnung zu den garantierten Leistungen festgelegt ist, unter der Bedingung, dass die Nutzungsdauer in der Verordnung in Monaten bzw. in Jahren festgelegt wurde.
- 2. Während der Garantiefrist verpflichtet sich ANTAR, die notwendigen Reparaturen auszuführen, um das Produkt wieder funktionstüchtig zu machen, innerhalb von 14 Tagen ab Eingang des reklamierten Produkts.
- 3. ANTAR behält sich das Recht vor, das Produkt auszutauschen, falls angenommen werden muss, dass eine Reparatur unrentabel wäre.
- 4. Falls Sie feststellen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie es unverzüglich an die Adresse der Firme ANTAR (in Pkt. 1 angegeben) einsenden bzw. Ihre Verkaufsstelle kontaktieren.
- 5. Vor Ingebrauchnahme sollten Sie die Bedienungsanweisung lesen und sie genauestens einhalten. zweckentfremdete Benutzung des Produkts hat den Verlust der Garantie zur Folge.
- 6. Der Garantie unterliegen keine Beschädigungen infolge von Durchbohren bzw. Durchschneiden mit einem scharfen Gegenstand, Beschädigung infolge mechanischer Kräfte von außen, infolge einer das in der Bedienungsanleitung angegebene maximale Körpergewicht des Benutzers überschreitenden Belastung, Kontakt mit fettigen bzw. öligen Substanzen, Benzin.
- 7. DIESES GARANTIEDOKUMENT IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MITEINEM KAUFNACHWEIS (KASSENBON ODER RECHNUNG), BITTE FÜGEN SIE BEI REKLAMATION DEN KAUFNACHWEIS BEI. ZUR ANERKENNUNG DER VERLÄNGERTEN GARANTIEFRIST FÜR PRODUKTE, DEREN KAUF VON DER KRANKENKASSE NFZ ERSTATTET WURDE, IST ES NOTWENDIG, EINE KOPIE DES "AUFTRAGS FÜR DIE AUSSTATTUNG MIT MEDIZINPRODUKTEN, DIE ORTHOPÄDISCHE GEGENSTÄNDE UND HILFSMITTEL SIND BEIZUFÜGEN."
- 8. Reklamationen ohne Kaufnachweis können nicht berücksichtigt werden.



03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, tel.: +48 22 518 36 00, fax.: +48 22 518 36 30, e-mail: antar@antar.net www.antar.net







Introductory information

Thank you for your decision to use our Aluminum premium Rollator. The quality will not disappoint you. Please read the Instruction manual carefully before you use the Rollator for the first time. The Instruction includes important safety devices and

Value tips for the correct authorization and care of the rollator. If you have any questions or need information, please contact the specialist dealer who delivered you the Aluminum Premium Rollator. He will be happy to advise you. The operating instructions can also be viewed electronically and, in a more regular form, can also be used by people with poor eyesight.

General

The instruction manual given to you is intended to help you to improve the operation and handling of the rollator. This is a festive and important component for the use of the rollator. Keep the instructions to hand and give them over when passing on the rollator. Please read the Instruction manual carefully before you use the Rollator for the first time.

Characteristics

The Aluminum rollator was designed for indoor and outdoor use. It is meant as a walking aid with only one seat (1 person). Carriage of more than one person is not allowed. Unless otherwise noted, the operating instructions are aimed at the patient rather than the user of the Walker.

Contraindications

The use of the rollator is unsuitable for:

- · cognitive disorders
- · severe balance disorders
- · lack of possibility to use the arms
- · incapacity to sit

Durability

The expected service life of the rollator is up to a maximum of 5 years if used as intended and if the safety, care and maintenance instructions are observed. The rollator can continue to be used beyond this period, provided it is in good working order.

Responsibility

As a manufacturer, we can only consider ourselves responsible for the safety, reliability and usability of the rollator if any changes, extensions, repairs and maintenance work are only carried out by those persons who have been authorized by us and the rollator is used in compliance with all instructions for use.

EC declaration of conformity

As the manufacturer of the product, Medical Medizin- und Rehabilitation products GmbH declares that the Aluminum Premium Rollator meets the requirements of the European Directive 93/42/EEC.





Symbole



Important! Designates particularly safety-relevant notes. Failure to follow notices may result in personal injury or damage to the rollator.!



Important! Designates very useful information.



Observe the instructions for use



CE-Marking

CLASSIC Pocket Rollator Overview

- 1. Backrest
- 2. Bag
- 3. Bracket of the front wheels
- 4. Front wheels (Controllable)
- 5. Adjustment screw brake
- 6. Rear
- 7. Tilting aids (Left and Right)
- 8. Bracket of rear wheels
- 9. Seat
- 10. Height adjustment of the handles
- 11. Brakelever
- 12. Sliding handle







Setting up the Classic Pocket

When installing the rollator, you can be assisted by your specialist dealer. If you have manual skills, you can carry out the assembly on your own.



When installing the rollator, you should consider the risk of clamping!

Handle height

You can adjust the height of the handles to your height. You don't need a tool to do this.

Below each handle you will find a red toggle switch (Fig. 3). Press and hold the toggle switch. Now you can pull up or push the handle down. Release the button. Now drag or press again until you hear and notice that the handle snaps into place and can no longer be adjusted. Repeat on the other side to set both handles to the same height.



Fig. 3

Bag

The rollator comes with mounted bag. The bag can be easily removed or hung over the guide rails (Fig. 4).



Fig. 4





Brakes



The adjustment of brakes should be carried out by trained professionals. However, if you have sufficient experience, you can do this work yourself. Keep in mind, however, that improperly adjusted brakes can have lifethreatening consequences.!

Strengthen/reduce braking effect

- 1. Loosen the Inbus screw.
- 2. Bowden pull retightening or loosening by pulling out or pushing it out (Fig. 5 arrow 2).
- 3. Retighten the Inbus screw.
- 4. Fine adjustment:

Retract protective cap (Fig.6, arrow 1) until the adjustment screw can be rotated (Fig.6 arrow 2). Turn the adjustment screw clockwise: increase braking effect. Push the protective cap back and tighten it.




Fig. 5

Perform these steps on the other brake as well. The brakes must be adjusted in such a way that they do not cause resistance during movement, but allow easy progress. Tightened brakes make it impossible to use the rollator.




Fig.6





Using the Classic Pocket



Especially when folding and unfolding the rollator as well as when preparing for transport, the risk of clamping must be taken into account!

Folding and unfolding the rollator

The rollator can be stored in a folded state in a space-saving manner. To use it again, press down the seat on the outside (Fig.7). There is a lock on the underside of the rollator to secure it against accidental folding. If you hear a clear slip-in when folding, the locking is properly locked. To fold, pull up the seat on the handle (Fig. 8).



Fig. 7



Fig. 8

Transport and storage

In order to facilitate the transport of the rollator and to save space during its storage, front wheels can be turned over and the rear wheels holder can be removed (Fig9).



Fig. 9





Front wheels

To release the locking of the front wheels, the red button must be pressed (Fig. 10). Then the front wheels should be pulled forward and rotated 180° upwards. In order to be able to use the rollator again, the front wheels must be pulled forward and turned downwards. Locking means that the wheels are in the correct position, then the seat can be adjusted accordingly.



Fig. 10

Back wheels

The lever should then be folded (Fig. 11). In the Final step, the button is pressed and the rear wheels are pulled down. It should be noted that the back wheels are firmly connected to the roller conveyor via the brake line. To remove them, the rear wheel mechanism must be pushed back into the frame. Locking in means that the wheels are in the correct position, then the lever can be pushed back. Make sure the back wheels are properly fastened and that the brake is working properly.



Fig. 11

Walking with the rollator

First, test the use of the rollator on flat, dry ground. If possible, let yourself be accompanied. Practice with the rollator first, only when you feel safer can the walking aid be used on sloping surfaces.



When using the rollator, it should be remembered not to stand too far from the handles. Only in this way can a safe use of the walker and case safety be guaranteed. The bent posture is to be avoided.!

The tempo and the direction of travel is chosen independently by pushing the rollator in Front of you. To reduce the running speed, the brakes should be used. When braking, both brakes must always be applied, otherwise the rollator with the unbraked wheel can turn around the braked wheel and cause the user to fall.

Always try to bypass obstacles on your way. At steps you are looking for a ramp, at stairs you take the elevator. If this is not possible, the rollator must be carried over the obstacle. If possible, seek the help of a second person.





Tilting aids

I Your rollator is equipped with two tilting aids (Fig. 12) to help you overcome curbs. By stepping your foot on the tilting aid and at the same time attracting the rollator to you on the handles. lift the front wheels. You can overcome curbs and other minor obstacles in this way.

Please make sure that you are in a stable position.





Fig. 13

Brakes and parking brakes

I Your rollator is equipped with a manually operated service brake and a parking brake against unintentional rolling away.

To bring the rollator to a standstill easily and safely, pull both brake levers upwards at the same time (Fig. 13).

The braking effect depends on how you actuate the parking brake. Press down the brake levers until they are locked in with a clearly audible click (Fig. 14). To release the parking brake, pull the brake levers back up (Fig. 15).



Fig. 14

The rollator as a seat

Your rollator is equipped with a seat and a backrest. Before you sit down, it is important to put on the parking brake. The rollator might otherwise roll away, and you could fall. Do not use an extra seat cushion, it could slip away and cause your fall.



Fig. 15





Carrying the rollator

If you want to carry the rollator, e.B over a curb, fold it together. Wear the rollator on handles or on the frame. The risk of clamping is to be considered.

Safety devices

Before each use, the rollator must be inspected for damage and the brakes must be checked for their proper functioning. The rollator is not suitable for use on an escalator (danger of falling!). The rollator is made of non-combustible materials. The maximum user weight is 136 kg, the maximum payload of the carrying bag is 5 kg. The rollator must not be used to transport loads. The carrying bag is not designed for

transport of animals. The rollator can be folded in a space-saving manner. Please note that there is a risk of clamping when folding and folding. To fold or unfold the rollator, do not pull on the attachments (brake, wheels, bag, etc.) but always on the frame of the rollator. Please note that if the seat and the backrest are exposed to direct sunlight, they can heat up and cause the burning of the user's skin. Therefore, the seat and backrest or the entire rollator should be covered to protect them from the effects of the sun's rays.

Cleaning

The frame parts can be wiped with a damp cloth. For heavy dirt, you can use a mild detergent. The wheels can be cleaned with a damp brush with plastic bristles (do not use a wire brush!) The backrest, seat and transport bag can be washed off with a mild soapy liquor.

Do not use a high-pressure or steam cleaner! After cleaning, the rollator should be dried with a towel or left to dry.

Desinfektion

The rollator can be disinfected with a household disinfectant. Use approved spray disinfectants or wipe disinfectants on an alcoholic basis. The Robert Koch list of approved disinfectants can be found on http://www.rki.de.

After disinfection, the rollator should be left to dry in fresh air, taking into account the duration of action of the disinfectants specified by the producers.

Technical data

| Dimensions and weights | | | |
|---|--------------------|--|--|
| Seat width | 450 mm | | |
| Seat height | 540 mm | | |
| Overall width | 653 mm | | |
| Total height / height sliding terms (6-fold adjustable) | 810-936 mm | | |
| Kerb weight (without accessories) | 7,85 kg | | |
| Maximum load | 136 kg | | |
| Maximum load on the bag | 5 kg | | |
| Folding dimensions | 706 x 250 x 810 mm | | |

| Wheels (puncture proof) | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Steering front wheels (front) | 250x35 mm | | | |
| Brake wheels, rigid (rear) | 250x35 mm | | | |
| Turning radius | 1770 mm | | | |
| Materials | | | | |
| Frame | Aluminium (pulverbeschichtet) | | | |
| Seat | Nylon, black | | | |
| Backrest | Nylon, black | | | |
| Wheels | Polyurethane | | | |
| | | | | |





KARTA GWARANCYJNA



ANTAR Sp. J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, tel.: +48 22 518 36 00, fax.: +48 22 518 36 30, e-mail: antar@antar.net



